


Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 03:35

Link do produktu: <https://higienadent.com/komet-paski-diamantowe-2-5mm-10szt-p-3102.html>

Komet paski diamentowe 2,5mm 10szt.



Cena	209,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Komet

Opis produktu

Komet paski diamentowe, ściernie do przestrzeni międzyzębowych. Perforowane, elastyczne. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, struktura plastra miodu z jednostronną powłoką.

Rodzaje:

- żółte super fine grubość 0,08 mm;
- niebieskie medium grubość 0,13 mm;
- czerwone fine grubość 0,10 mm;

Długość: 148mm.

Opakowanie: 10szt. w wybranym wariantcie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: czerwone , niebieskie , żółte