


Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 03:22

Link do produktu: <https://higienadent.com/komet-paski-diamantowe-asortyment-mix-15szt-p-3103.html>



Komet paski diamentowe asortyment MIX 15szt.

Cena	299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Komet

Opis produktu

Komet paski diamentowe, ściernie do przestrzeni międzyzębowych. Perforowane, elastyczne. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, struktura plastra miodu z jednostronną powłoką.

Rodzaje:

- żółte super fine grubość 0,08 mm;
- niebieskie medium grubość 0,13 mm;
- czerwone fine grubość 0,10 mm;

Długość: 148mm.

Opakowanie: mix asortyment: 15 sztuk (5 żółtych, 5 czerwonych, 5 niebieskich).