

Link do produktu: <https://higienadent.com/kompozyt-do-odbudowy-o-wysokiej-wytrzymalosci-gc-g-aenial-universal-injectable-1-7g-p-1575.html>



## Kompozyt do odbudowy o wysokiej wytrzymałości GC G-aenial Universal Injectable / 1,7g

Cena	<b>142,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>901489</b>
Producent	<b>GC</b>

### Opis produktu

**GC G-aenial Universal Injectable** wysoce wytrzymały kompozyt do odbudowy o wysokiej wytrzymałości, odpowiedni dla każdej klasy ubytków i wystarczająco mocny bez konieczności pokrywania konwencjonalnym kompozytem. G-aenial Universal Injectable jest idealny do wielu technik dzięki wysokiej tiksotropii, umożliwiając jej utrzymanie na miejscu lub przyjemny przepływ w zależności od ograniczenia nałożonego na materiał.

Właściwości:

- Nadaje się do wszystkich klas ubytków bez przykrycia
- Optymalna lepkość we wskazaniach odtwórczych
- Doskonała konstrukcja strzykawki ułatwiająca aplikację
- Wysoka nieprzepuszczalność dla promieni RTG zapewniająca optymalną kontrolę
- Doskonała i długotrwała estetyka
- Do odbudowy uzupełnień klasy III lub V

Zalety:

- Nowa konstrukcja strzykawki z łatwym wytłaczaniem i brakiem niekontrolowanego wypływu
- Optymalna lepkość do łatwego oddzielania materiału od końcówki,
- Wyjątkowa wytrzymałość i odporność na zużycie dzięki połączeniu ultradrobnych wypełniaczy barowych i technologii pełnego pokrycia silanu (FSC) GC
- Nadaje się do każdej klasy ubytków bez ograniczeń wielkości
- Wystarczająco mocne bez konieczności pokrywania konwencjonalnym kompozytem

Opakowanie: 1x strzykawka 1,7g w wybranym kolorze

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** A1 , A2 , A3 , A3,5 , AE , B1 , BW , OA1 , OA2 , OA3 , XBW