

Link do produktu: <https://higienadent.com/kompozyt-swiatloutwardzalny-o-wysokiej-wytrzymalosci-gc-g-aenial-universal-flo-2ml-p-1237.html>



Kompozyt światłoutwardzalny o wysokiej wytrzymałości GC G-Aenial Universal Flo / 2ml

Cena	205,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	004619
Producent	GC

Opis produktu

GC G-Aenial Universal Flo światłoutwardzalny kompozyt do odbudowy o wysokiej wytrzymałości. Unikalna technologia rozproszenia i powlekania silanem ultra-drobnymi cząstkami wypełniacza sprawia, że kompozyt ten oferuje wyjątkowe właściwości tiksotropowe, umożliwiające zastrzykiwanie materiału do ubytku. Ergonomiczny kształt strzykawki i zginalne końcówki umożliwiają dostęp do każdego ubytku.

Dostępne opakowanie: strzykawka 2ml w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A1 , A2 , A3 , A3,5