

Link do produktu: <https://higienadent.com/kompozyt-swiatloutwardzalny-tokuyama-dental-estelite-sigma-quick-38g-p-1959.html>



Kompozyt światłoutwardzalny Tokuyama Dental Estelite Sigma Quick / 3.8g

Cena	180,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000443
Producent	Tokuyama Dental

Opis produktu

Estelite Sigma Quick jest światłoutwardzalnym kompozytem zawierającym cząsteczki submikronowej wielkości.

Wskazania:

- wypełnianie ubytków w zębach przednich i tylnych.

Właściwości:

- zmniejszony czas wiązania (10 sek. przy $\geq 400\text{mW/cm}^2$)
- doskonała stabilność koloru
- zachowanie fizycznych i estetycznych właściwości Estelite Sigma
- długotrwały połysk wypełnienia
- wysoka odporność na ścieranie

Dostępne kolory strzykawkę : A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, B4, BW, C1, C2, C3, CE, OA1, Oa2, Oa3, OPA2, WE

Opakowanie: strzykawka 4g w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A1 , A2 , A3 , A3,5 , OA2 , OA3 , OPA2