

Link do produktu: <https://higienadent.com/kompozyt-swiatloutwardzalny-typu-flow-cerkamed-rainbow-flow-6-x-1g-p-2063.html>



Kompozyt światłoutwardzalny typu flow CerKamed Rainbow Flow 6 x 1g

Cena	230,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	001085
Producent	CerKamed

Opis produktu

CerKamed Rainbow Flow - kompozyt światłoutwardzalny typu flow.

Zastosowanie:

- wypełniania ubytków w zębach mlecznych i stałych, jako pierwsza warstwa w ubytkach klasy I i II, do wypełniania ubytków klasy V,
- lakowania bruzd,
- do szynowania zębów, a także jako ochronne znakowanie granicy szkliwa przy zakładaniu tymczasowych szyn i retainerów,
- do markowania ujść kanałów korzeniowych,
- do odbudowy zębów przednich i bocznych w naturalnym kolorze zębów,
- do mocowania zamków ortodontycznych,
- do zabezpieczania ujść kanałów korzeniowych.

Przy stosowaniu materiałów kompozytowych nie jest wskazane stosowanie preparatów zawierających eugenol, gdyż może dojść do zaburzenia procesu polimeryzacji kompozytu.

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA.

Opakowanie zawiera: strzykawka 6szt. x 1g (kolor: pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, różowy, dentina), wzornik kolorów, naklejki.