

Link do produktu: <https://higienadent.com/kompozyt-wzmocniony-wloknami-do-odbudowy-zebiny-gc-everx-posterior-15x0-13ml-p-2248.html>



## Kompozyt wzmocniony włóknami do odbudowy zębiny GC EverX Posterior / 15x0,13ml

Cena	<b>250,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MAT003160</b>
Producent	<b>GC</b>

### Opis produktu

**GC EverX Posterior kompozyt wzmocniony włóknami do odbudowy zębiny. Przeznaczony do stosowania jako zamiennik zębiny.**

Właściwości:

- krótkie włókna zapobiegają i zatrzymują postęp złamania w odbudowie i w zębach,
- odporność na pękanie równoważna zębiny i prawie dwukrotna w porównaniu z dowolnym kompozytem daje odbudowie niezrównaną siłę,
- minimalny skurcz liniowy gdyż włókna przyczyniają się do zmniejszenia skurczu w kierunku ich ułożenia,
- 4 do 5 mm warstwy mogą być jednocześnie utwardzane,
- niezawodna adhezja do nakładanego kompozytu, jak również do tkanek zęba

Dostępne opakowanie: 15 ampułek x 0,13g (0,13ml) w kolorze transparentnym.