

Link do produktu: <https://higienadent.com/kompozyt-wzmocniony-wloknami-do-odbudowy-zebiny-gc-everx-posterior-50x0-13ml-p-2005.html>



Kompozyt wzmocniony włóknami do odbudowy zębiny GC EverX Posterior / 50x0,13ml

Cena	790,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	MAT002909
Producent	GC

Opis produktu

GC EverX Posterior kompozyt wzmocniony włóknami do odbudowy zębiny. Przeznaczony do stosowania jako zamiennik zębiny.

Właściwości:

- krótkie włókna zapobiegają i zatrzymują postęp złamania w odbudowie i w zębach,
- odporność na pękanie równoważna zębinie i prawie dwukrotna w porównaniu z dowolnym kompozytem daje odbudowie niezrównaną siłę,
- minimalny skurcz liniowy gdyż włókna przyczyniają się do zmniejszenia skurczu w kierunku ich ułożenia,
- 4 do 5 mm warstwy mogą być jednocześnie utwardzane,
- niezawodna adhezja do nakładanego kompozytu, jak również do tkanek zęba

Dostępne opakowanie: 50 ampułek x 0,13g (0,13ml) w kolorze transparentnym.