

Link do produktu: <https://higienadent.com/kompozytowy-swiatloutwardzalny-material-stomatologiczny-arkona-next-0-2gx30-szt-p-1513.html>



Kompozytowy, światłoutwardzalny materiał stomatologiczny ARKONA Next / 0,2gx30 szt.

Cena	101,43 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Arkona

Opis produktu

ARKONA Next - kompozytowy, światłoutwardzalny materiał stomatologiczny, w opakowaniu typu blister, z przeznaczeniem dla jednego pacjenta, do wykonywania wszystkich rodzajów wypełnień i rekonstrukcji, w zębach przednich i bocznych, mlecznych i stałych, próchnicowego jak i niepróchnicowego pochodzenia.

Właściwości:

- Eliminuje ryzyko zakażeń krzyżowych.
- Zmniejsza zużycie kompozytu.
- Skraca i ułatwia zabieg

Parametry produktu:

- Zawartość napełniaczy 78% wag.
- Wytrzymałość na trójpunktowe zginanie 120-140 MPa
- Średnicowa wytrzymałość na rozciąganie (DTS) 37-40 MPa
- Chłonność wody $16 \pm 7 \mu\text{g}/\text{mm}^3$
- Rozpuszczalność w wodzie $0,7 \pm 0,2 \mu\text{g}/\text{mm}^3$

Dostępne opakowanie: 30 x 0,2g