

Link do produktu: <https://higienadent.com/kompozytowy-swiatloutwardzalny-material-stomatologiczny-arkona-next-200-szt-p-1168.html>



Kompozytowy, światłoutwardzalny materiał stomatologiczny ARKONA Next / 200 szt.

Cena **592,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Producent **Arkona**

Opis produktu

ARKONA Next - kompozytowy, światłoutwardzalny materiał stomatologiczny, w opakowaniu typu blister, z przeznaczeniem dla jednego pacjenta, do wykonywania wszystkich rodzajów wypełnień i rekonstrukcji, w zębach przednich i bocznych, mlecznych i stałych, próchnicowego jak i niepróchnicowego pochodzenia.

Właściwości:

- Eliminuje ryzyko zakażeń krzyżowych.
- Zmniejsza zużycie kompozytu.
- Skraca i ułatwia zabieg

Parametry produktu:

- Zawartość napełniaczy 78% wag.
- Wytrzymałość na trójpunktowe zginanie 120-140 MPa
- Średnicowa wytrzymałość na rozciąganie (DTS) 37-40 MPa
- Chłonność wody $16 \pm 7 \mu\text{g}/\text{mm}^3$
- Rozpuszczalność w wodzie $0,7 \pm 0,2 \mu\text{g}/\text{mm}^3$

Dostępne opakowanie: 200 x 0,2g

(A1 x 30, A2 x 60, A3 x 50, A3,5 x 30, A03 x 30)