

Link do produktu: <https://higienadent.com/hygiene360-prosept-floor-2l-p-5.html>

HYGIENE360 PROSEPT Floor / 2L

Cena	61,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	#0047
Producent	HYGIENE360

Opis produktu

PROSEPT Floor



Delikatny i ekonomiczny koncentrat do dezynfekcji i czyszczenia dużych powierzchni zmywalnych wodą.

PROSEPT Floor to łagodny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia dużych powierzchni urządzeń medycznych.

Preparat dezynfekujący zawiera unikalne połączenie środków aktywnych na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, która gwarantuje silne właściwości czyszczące i szerokie spektrum działania. **PROSEPT Floor** nie pozostawia lepkiej powłoki ani śladów po wyschnięciu. Produkt nie zawiera aldehydów i fenoli. Specjalnie zaprojektowana nakrętka z podziałką objętości 20 ml zapewnia łatwą obsługę i dużą dokładność dozowania, jak również przyjazną dla środowiska i użytkownika oraz oszczędną aplikację.

Twoje korzyści:

Bardzo ekonomiczny koncentrat

Bardzo ekonomiczny koncentrat znacznie zmniejsza wydatki związane z dezynfekcją.

Dobra kompatybilność materiałów

Produkt nadaje się do dezynfekcji różnych typów pokryć podłogowych i powierzchni zmywalnych wodą.

Proste stosowanie dozowanie

Poziomy napełnienia są wskazane na pokrywie, co pozwala na łatwe dozowanie koncentratu środka dezynfekującego.

Stężenie 2% = Koncentrat 20 ml + woda 980 ml / Czas 5 min.

(1) EN 13727, (2) A. baumannii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 13624, (4) CaDR, (5) EN 16615, (6) aktywność wobec wszystkich wirusów otoczkowych, (7) wirus zastępczy dla koronawirusa, (8) wirus zastępczy dla wirusa bydlęcej biegunki wirusowej, (9) EN 14476.

Bakteriobójczy (1)	2% w 1 min
Bakterie antybiotykooporne (2)	2% w 1 min
Drożdżobójczy (3,4)	2% w 1 min
Drożdże antybiotykooporne (5)	2% w 1 min

Wirusobójczy o ograniczonym spektrum (6)	2% w 5 min
Wirus wirusowej biegunki bydła BVDV (6)	2% w 5 min
Koronawirus (7)	2% w 5 min
WZW typu B (6)	2% w 5 min
WZW typu C (8)	2% w 5 min
Wirus opryszczki pospolitej (6)	2% w 5 min
Wirus niedoboru odporności HIV (6)	2% w 5 min
Wirus grypy typu A H1N1 (6)	2% w 5 min
Wirus krowianki, szczep Elstree (6)	2% w 5 min
Adenowirus typu 5 (7)	2% w 1 min
Norowirus MNV (7)	2% w 5 min



REF: OD-011060