

Link do produktu: <https://higienadent.com/koncowka-do-skalera-woodpecker-endo-standard-ems-1szt-p-2164.html>



## Końcówka do skalera Woodpecker Endo Standard EMS 1szt.

Cena	<b>52,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>001224</b>
Producent	<b>Woodpecker</b>

### Opis produktu

#### **Końcówka do skalera Woodpecker, standard EMS.**

- E1 do czyszczenia kanałów korzeniowych
- E2 do czyszczenia kanałów korzeniowych
- E3 do bocznej kondensacji termicznej gutaperki
- E3D do usuwania zwapnień i złego materiału wypełniającego ubytki miazgi (pokryte diamentem)
- E4 do usuwania przeszkód i złamanych instrumentów w kanale korzeniowym
- E4D do obróbki i usuwania twardych materiałów (z powłoką diamentową)
- E5 do usuwania wypełnień kanałowych i złamanych narzędzi w części koronowej
- E5D do usuwania nawisów zębowych w komorze miazgi (diamentowa)
- E8 do poszerzania kanału korzeniowego i szlifowania zębów
- E10 do miękkiego leczenia kanałowego
- E10D do regresji kanałów korzeniowych, wydajnego polerowania wierzchołków korzeni (pokryta diamentem)
- E11 do miękkiego leczenia kanałowego
- E11D do regresji kanałów korzeniowych, wydajnego polerowania wierzchołków korzeni (pokryta diamentem)
- E14 do usunięcia niedrożności i złamanych narzędzi w kanale korzeniowym wraz z irygacją
- E14D diamentowy instrument do usuwania zwapnień i materiału wypełniającego opaskę w kanale korzeniowym podczas ponownego leczenia kanałowego. Długość końcówki pokrytej diamentem wynosi 15 mm
- E15 do usuwania złamanych pilników wewnątrz kanału korzeniowego. Długość smukłej części końcówki wynosi 16mm
- E15D instrument z powłoką diamentową do usuwania zwapnienia i złego materiału wypełniającego w kanale korzeniowym podczas ponownego leczenia kanałowego. Długość diamentu pokrytego na końcówce wynosi 10mm

## Endodontics

E1



Uchwyt pod kątem 120°, do czyszczenia kanału korzenia

E2



Uchwyt pod kątem 95°, do czyszczenia kanału korzenia

E3



Boczna termiczna kondensacja gutaperki

E3D



Do usuwania zwapnienia i złego materiału wypełniającego z ubytku miążgi (diament)

P4D



Do usuwania zwapnień z koronowej trzeciej części kanału korzeniowego (diament)

E4



Do usuwania obstrukcji i złamanych instrumentów z kanału korzeniowego

E4D



Do ponownego leczenia i usuwania twardego materiału

E5



Do usuwania wypełnień kanału korzeniowego i złamanych instrumentów z trzeciej części kanału korzeniowego

E5D



Do usuwania nawisów dentystycznych z komory miążgi (diament)

E8



Uchwyt na wiertła, służący do rozszerzania kanału korzeniowego i szlifowania zębów

E9



Uchwyt na wiertła, służący do rozszerzania kanału korzeniowego i szlifowania zębów

E10



Do delikatnego leczenia kanałowego

E10D



Do retrogresji kanału korzeniowego, efektywnego polerowania wierzchołków korzeni (diament)

E11



Do delikatnego leczenia kanałowego

E11D



Do retrogresji kanału korzeniowego, efektywnego polerowania wierzchołków korzeni (diament)

E14



Do usuwania obstrukcji i złamanych instrumentów z kanału korzeniowego; z irygacją

E15



Do usuwania wypełnień kanału korzeniowego i złamanych instrumentów z trzeciej części kanału korzeniowego; z irygacją

E14D



Do ponownego leczenia i usuwania twardego materiału; z irygacją

E15D



Do usuwania zwapnienia z kanału korzeniowego, czyszczenia i poszerzenia kanału korzeniowego

[www.woodpeckepolska.pl](http://www.woodpeckepolska.pl)

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj:** E1 , E2