

Link do produktu: <https://higienadent.com/koncowka-do-skalera-woodpecker-perio-standard-ems-1szt-p-2163.html>



Końcówka do skalera Woodpecker Perio Standard EMS 1szt.

Cena	49,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	001223
Producent	Woodpecker

Opis produktu

Końcówka do skalera Woodpecker, standard EMS.

P1 skaling periodontologiczny, cienki i ostry, zalecany do czyszczenia i płukania złogów poddziąsłowych

P2L skaling przyzębia, lewostronny, stosowany do usuwania kamienia nazębnego z bardzo wąskich przestrzeni międzykorzeniowych i furkacji

P2R skaling przyzębia, pod kątem prostym, stosowany do usuwania kamienia nazębnego z bardzo wąskich przestrzeni międzykorzeniowych i furkacji

P2LD usuwanie kamienia nazębnego z wąskich przestrzeni międzykorzeniowych (diamentowe), zaigięty w lewo instrument powlekany diamentem do strugania korzeni

P2RD usuwanie kamienia nazębnego z wąskich przestrzeni międzykorzeniowych (pokrycie diamentem), kątowy, pokryty diamentem instrument do strugania korzeni

P3 skaling periodontologiczny, zalecany do czyszczenia i płukania głębokich kieszonek dziąsłowych

P3D wypolerowana powierzchnia kanału korzeniowego, instrument pokryty diamentem do planowania korzeni po operacji płata przyzębia. Stosowany jest również do planowania brzegów sztucznej korony i poszerzania furkacji

P4 skaling periodontologiczny, zalecany do czyszczenia i płukania płytkich kieszonek dziąsłowych

P4D z powłoką diamentową, stosowany do usuwania zwapnień w części koronowej kanału korzeniowego

Periodontics

P1



Skaling perio

P3



Skaling perio

P4



Skaling perio

P3D



Polerowanie powierzchni kanału korzenia

P2L



Skaling perio

P2R



Skaling perio

P2LD



Usuwanie kamienia z wąskich przestrzeni międzykorzeniowych (diament)

P2RD



Usuwanie kamienia z wąskich przestrzeni międzykorzeniowych (diament)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: P1 , P3