

Link do produktu: <https://higienadent.com/koncowka-do-skalera-woodpecker-skaling-standard-ems-1szt-p-2162.html>



Końcówka do skalera Woodpecker Skaling Standard EMS 1szt.


Cena	39,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	001221
Producent	Woodpecker

Opis produktu

Końcówka do skalera Woodpecker, standard EMS.

- G1 do usuwania kamienia nazębnego i naddziąstowego, z szyjek zębów i twardego kamienia nazębnego na czubku zębów
- G2 do usuwania kamienia poddziąstowego
- G3 do usuwania kamienia nazębnego i płytki nazębnej, poddziąstowego kamienia nazębnego
- G4 do usuwania całego kamienia naddziąstowego i płytki nazębnej
- G5 do usuwania kamienia naddziąstowego i szyjnego oraz bakteryjnego
- G6 do usuwania ciężkiego kamienia nazębnego, naddziąstowego
- G7 do usuwania koron zębowych
- G8 do usuwania korony dentystycznej z irygacją
- G9 do usuwania całego kamienia naddziąstowego, z przestrzeni międzyzębowych oraz z szyjki zęba
- G10 do usuwania całego kamienia naddziąstowego, z przestrzeni międzyzębowych oraz z szyjki zęba
- G11 do wygładzania powierzchni zęba w przestrzeniach międzyzębowych podczas leczenia ortodontycznego

Scaling



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: G1 , G3