

Link do produktu: <https://higienadent.com/kondensowalny-cement-glasjonomerowy-do-wypełnien-gc-fuji-ix-extra-kapsulki-50-szt-p-900.html>



Kondensowalny cement glasjonomerowy do wypełnień GC Fuji IX Extra kapsułki / 50 szt.

Cena	510,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	0585
Producent	GC

Opis produktu

GC Fuji IX Extra - kondensowalny cement glasjonomerowy do wypełnień. Najczęściej stosowany na świecie glasjonomer wypełnieniowy. Jest to konwencjonalny, chemoutwardzalny glasjonomer o twardo plastycznej konsystencji, nie klejący się do narzędzi. Prawidłowo wymieszany jest bardzo łatwy w użyciu przy wypełnianiu rozległych ubytków.

Zalety:

- łatwy w kondensacji glasjonomer do wypełnień w zębach bocznych o wysokiej odporności na ścieranie;
- nie wymaga stosowania koferdamu;
- cechuje go samoistna adhezja do zębiny i szkliwa, bez konieczności wytrawiania i stosowania systemu łączącego;
- nie wymaga retencyjnego kształtu ubytku, pozwalając na oszczędną preparację tkanek;
- może być stosowany z metalowymi formówkami dla nadania lepszego kształtu;
- wypełnienia jednoetapowe, bez konieczności stosowania techniki warstwowej;
- doskonała biokompatybilność;
- dobry kontrast na zdjęciach RTG.

Wskazania:

- jest idealnym materiałem do wypełnień ubytków klasy V, I i II zarówno u dorosłych jak i dzieci, oraz jako podkład i odbudowa zrębu korony.
- stosuje się go również pod wkłady kompozytowe i porcelanowe;
- w technice kanapkowej z kompozytem, jednowizytowej lub odroczonej, w zależności od objawów.

Opakowanie: 50 kapsułek w wybranym kolorze (A2,A3)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A2 , A3