

Link do produktu: <https://higienadent.com/kondensowalny-cement-glasjonomerowy-gc-fuji-ix-fast-kapsulki-50-szt-p-45.html>



Kondensowalny cement glasjonomerowy GC Fuji IX Fast kapsułki / 50 szt.

Cena	465,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	231127A
Producent	GC

Opis produktu

GC Fuji IX GP FAST kondensowalny cement glasjonomerowy do wypełnień w wersji szybko wiążącej.

Łatwy w kondensacji glasjonomer do wypełnień w zębach bocznych o wysokiej odporności na ścieranie, nie wymaga stosowania koferdamu. Samoistna adhezja do zębiny i szkliwa, bez konieczności wytrawiania i stosowania systemu łączącego. Nie wymaga retencyjnego kształtu ubytku, pozwalając na oszczędną preparację tkanek. Może być stosowany z metalowymi formówkami dla nadania lepszego kształtu. Nie klei się do narzędzi. Daje dobry kontrast na zdjęciach rtg ułatwiający diagnozę pozabiegową, posiada doskonałą biogodność.

GC Fuji IX GP FAST (dostępny tylko w kapsułkach) dodatkowo oferuje:

- rótszy czas wiązania - ostateczne opracowanie po 3 min. od rozpoczęcia mieszania,
- lepszą konsystencję ułatwiającą kondensację,
- większą wytrzymałość i zwiększoną trwałość wypełnień.

Zastosowanie: wypełnienia ubytków klasy V, I i II oraz jako materiał podkładowy i do odbudowy zrębu korony.

Opakowanie: 50 kapsułek w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A2 , A3