

Link do produktu: <https://higienadent.com/kulzer-bulk-flow-one-2g-31-plynnny-kompozyt-typu-bulk-fill-p-2142.html>



## Kulzer Bulk Flow One 2g 3+1 płynny kompozyt typu bulk-fill

Cena	<b>477,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Producent	<b>Kulzer</b>

### Opis produktu

#### 3+1!

**Przy zakupie trzech strzykawkę Bulk Flow ONE 2g dodatkowo otrzymasz czwartą strzykawkę Bulk Flow ONE 2g\*  
Dodatkowa strzykawka wysyłana z biura Kulzer\***

**Charisma Bulk Flow One** kompozyt typu bulk-fill o płynnej konsystencji, adresowany do wypełnień ubytków w zębach bocznych.

**Charisma Bulk Flow One** przeznaczony jest do użycia w technice jedno- i dwuwarstwowej, do odbudowy ubytków w zębach mlecznych, jako materiał podkładowy.

#### Właściwości:


- nie wymaga użycia wierzchniej warstwy kompozytu w paście
- krótszy czas pracy, brak konieczności warstwowej odbudowy, wykonanie odbudowy przy użyciu wyłącznie jednej strzykawki
- możliwość aplikacji materiału o grubości do 4 mm
- samopoziomujący - idealne dopasowanie do opracowanych ścianek ubytku
- konsystencja flow
- ONE (Adaptive light matching) - zawsze właściwy kolor wypełnienia, Charisma Bulk Flow One doskonale dopasowuje się do koloru tkanki zęba od koloru A1 do D4
- krótszy czas zabiegu: czas polimeryzacji: 20 sec. = większy komfort dla pacjenta
- wysoka tiksotropia zapewnia stabilność materiału podczas aplikacji oraz większy komfort pracy lekarza (szczególnie w szczęce)
- dobry kontrast na zdjęciach RTG - bezpieczna i pewna diagnostyka
- Charisma Bulk Flow One zapewnia doskonałe właściwości fizyko-chemiczne co gwarantuje trwałe uzupełnienia, odporne na działanie sił żucia

# MOŻLIWE TECHNIKI PRACY

## TECHNIKA DWUWARSTWOWA



## TECHNIKA JEDNOWARSTWOWA



Zawartość opakowania:  
1 x strzykawka 2 g, 5 x kaniula,  
1 x instrukcja użytkowania