

Link do produktu: <https://higienadent.com/kulzer-bulk-flow-one-2g-material-kompozytowy-typu-bulk-fill-31-p-3660.html>



Kulzer Bulk Flow One 2g materiał kompozytowy typu bulk-fill 3+1

Cena	477,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Kulzer

Opis produktu

Przy zakupie trzech strzykawek Bulk Flow ONE czwartą* strzykawkę otrzymasz dodatkowo. Zawartość opakowania: 1 x strzykawka 2 g, 5 x kaniula, 1 x instrukcja użytkowania. Dodatkowa strzykawka wysyłana z biura Kulzer*

Charisma Bulk Flow One kompozyt typu bulk-fill o płynnej konsystencji, adresowany do wypełnień ubytków w zębach bocznych.

Charisma Bulk Flow One przeznaczony jest do użycia w technice jedno- i dwuwarstwowej, do odbudowy ubytków w zębach mlecznych, jako materiał podkładowy.

Właściwości:

- nie wymaga użycia wierzchniej warstwy kompozytu w paście
- krótszy czas pracy, brak konieczności warstwowej odbudowy, wykonanie odbudowy przy użyciu wyłącznie jednej strzykawki
- możliwość aplikacji materiału o grubości do 4 mm
- samopoziomujący - idealne dopasowanie do opracowanych ścianek ubytku
- konsystencja flow
- ONE (Adaptive light matching) - zawsze właściwy kolor wypełnienia, Charisma Bulk Flow One doskonale dopasowuje się do koloru tkanki zęba od koloru A1 do D4
- krótszy czas zabiegu: czas polimeryzacji: 20 sec. = większy komfort dla pacjenta
- wysoka tiksotropia zapewnia stabilność materiału podczas aplikacji oraz większy komfort pracy lekarza (szczególnie w szczęce)
- dobry kontrast na zdjęciach RTG - bezpieczna i pewna diagnostyka
- Charisma Bulk Flow One zapewnia doskonałe właściwości fizyko-chemiczne co gwarantuje trwałe uzupełnienia, odporne na działanie sił żucia