

Link do produktu: <https://higienadent.com/kulzer-bulk-flow-one-value-pack-10x2g-bulk-flow-one-2x2g-p-2144.html>



Kulzer Bulk Flow One Value Pack 10x2g + Bulk Flow One 2x2g

Cena	1 149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Kulzer

Opis produktu

Przy zakupie zestawu Bulk Flow ONE dodatkowo otrzymasz 2x Bulk Flow ONE 2g. Dodatkowy materiał (2x Bulk Flow ONE 2g) wysyłany z biura Kulzer.*

Charisma Bulk Flow One to pierwszy płynny kompozyt typu bulk-fill dostosowujący się do koloru tkanki zęba. Nie wymaga użycia wierzchniej warstwy kompozytu w paście. Do zastosowania w technice jedno- i dwuwarstwowej.

Właściwości:


- Warstwa do 4 mm - łatwa aplikacja i szybki czas pracy
- Konsystencja flow - szeroki zakres zastosowań, idealne dopasowanie do opracowanych ścianek ubytku
- ONE (Adaptive light matching) - zawsze właściwy kolor wypełnienia
- Brak konieczności użycia warstwy wierzchniej - krótszy czas pracy, brak konieczności warstwowej odbudowy, wykonanie odbudowy przy użyciu wyłącznie jednej strzykawki
- 20 sec polimeryzacji - krótszy czas zabiegu = większy komfort pacjenta
- Wysoka tiksotropia - stabilność materiału podczas aplikacji, większy komfort pracy lekarza (szczególnie w szczęce)
- Dobry kontrast na zdjęciach RTG - bezpieczna i pewna diagnostyka
- Doskonałe właściwości fizyko-chemiczne - trwałe uzupełnienia odporne na działanie sił żucia

MOŻLIWE TECHNIKI PRACY

TECHNIKA DWUWARSTWOWA



TECHNIKA JEDNOWARSTWOWA



Kulzer Bulk Flow One Value Pack.

Zawartość opakowania: 10 x strzykawka 2 g, 10 x 5 kaniula, 1 x instrukcja obrazkowa, 1 x instrukcja użytkowania.