

Link do produktu: <https://higienadent.com/kulzer-bulk-flow-one-zestaw-31-plynnny-kompozyt-typu-bulk-fill-p-2613.html>



Kulzer Bulk Flow One zestaw 3+1 płynny kompozyt typu bulk-fill

Cena	3 960,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Kulzer

Opis produktu

Przy zakupie trzech zestawów Bulk Flow ONE dodatkowo otrzymasz jeden zestaw Bulk Flow ONE.*

Zawartość opakowania:
10 x strzykawka 2 g, 10 x 5 kaniula
1 x instrukcja obrazkowa,
1 x instrukcja użytkowania

Dodatkowy materiał wysyłany z biura Kulzer.*

Kulzer Bulk Flow One pierwszy płynny kompozyt typu bulk-fill dostosowujący się do koloru tkanki zęba. Nie wymaga użycia wierzchniej warstwy kompozytu w paście. Do zastosowania w technice jedno- i dwuwarstwowej.

Właściwości:

- Warstwa do 4 mm - łatwa aplikacja i szybki czas pracy
- Konsystencja flow - szeroki zakres zastosowań, idealne dopasowanie do opracowanych ścianek ubytku
- ONE (Adaptive light matching) - zawsze właściwy kolor wypełnienia
- Brak konieczności użycia warstwy wierzchniej - krótszy czas pracy, brak konieczności warstwowej odbudowy, wykonanie odbudowy przy użyciu wyłącznie jednej strzykawki
- 20 sec polimeryzacji - krótszy czas zabiegu = większy komfort pacjenta
- Wysoka tiksotropia - stabilność materiału podczas aplikacji, większy komfort pracy lekarza (szczególnie w szczęce)
- Dobry kontrast na zdjęciach RTG - bezpieczna i pewna diagnostyka
- Doskonałe właściwości fizyko-chemiczne - trwałe uzupełnienia odporne na działanie sił żucia