

Link do produktu: <https://higienadent.com/kulzer-charisma-diamond-one-kit-2x4g-gluma-bond-4ml-p-1193.html>



## KULZER Charisma Diamond One Kit / 2x4g + Gluma Bond / 4ml

Cena	<b>312,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>#66087171</b>
Producent	<b>Kulzer</b>

### Opis produktu

**Kulzer Charisma Diamond One** jeden kompozyt, jeden odcień, jedna doświadczona formuła, jedna strzykawka, wiele zastosowań.

**Kulzer Charisma Diamond One to nanohybrydowy, uniwersalny materiał kompozytowy** o innowacyjnej recepturze i uniwersalnym odcieniu do pracy przy standardowych przypadkach w gabinecie stomatologicznym.

**Dzięki nowemu materiałowi Diamond ONE Shade łatwiej niż kiedykolwiek osiągniesz wyjątkowo naturalny wygląd, nawet przy uzupełnieniach zębów bocznych.** Diamond ONE Shade wtapia się w ząb otaczający uzupełnienie, niezależnie od jego koloru, dzięki czemu uzupełnienia stają się niewidoczne. Jedna strzykawka to wiele zastosowań – Twoje rozwiązanie do większości codziennych przypadków.

#### Właściwości:

- Zawsze wybierasz właściwy kolor: Dzięki wyjątkowym właściwościom materiału ONE, odbudowa dopasowuje się do otaczającego ją zęba i staje się niewidoczna.
- Wygodna praca: Opracowywanie kształtu jest łatwe dzięki dobrze dopasowanej, zwartej konsystencji i minimalnej lepkości.
- Długotrwałe uzupełnienie: Wyjątkowa wytrzymałość na powstawanie odprysków i pęknięć, potwierdzona wieloletnimi badaniami klinicznymi.



### **KULZER Gluma Bond Universal**

**Gluma Bond Universal - all in one czyli wszystko w jednej kropli.**

**Gluma Bond Universal to uniwersalny system łączący i trwała, niezawodna siła wiązania z łatwością użytkowania. Gluma Bond Universal to produkt doskonały i skuteczny, gwarancja estetycznego łączenia i odbudowy. Przeznaczony do wszystkich materiałów dentystycznych i dowolnej techniki adhezji.**

Właściwości:

- GLUMA Bond Universal to wyjątkowy system kontroli wilgoci na bazie MDP (fosforan 10-metakryloilo-oksycydu) co pozwala na łatwe i szybkie suszenie powietrzem, a zarazem zapewnienie jednolitej warstwy łączącej.
- Ekonomiczny i precyzyjny: Dzięki opracowanemu systemowi kontroli dozowania kropli, można precyzyjnie odmierzyć ilość nakładanego środka łączącego.
- GLUMA Bond Universal to efektywne i skuteczne łączenie będące podstawą długotrwałego uzupełnienia.

GLUMA Bond Universal w pełni uniwersalny system łączący stosowany:

- do wszystkich technik łączenia: wytrawianie całkowite, selektywne i samowytrawianie,
- do wszystkich materiałów dentystycznych,
- do szerokiego zakresu uzupełnień pośrednich i bezpośrednich oraz wykonywania napraw wewnątrznych,
- do łatwego i bezpiecznego użytkowania i najwyższej klasy rezultatów.

GLUMA Bond Universal to jedna butelka do dowolnej techniki adhezyjnej - trawienia całkowitego, trawienia selektywnego, samowytrawiania. Łączy skutecznie uzupełnienia wykonane z ceramiki tlenkowej, metali szlachetnych i metali nieszlachetnych oraz kompozytów.

Zestaw zawiera: 2x4g Charisma Diamond w kolorze ONE; Gluma Bond Universal 4ml.