

Link do produktu: <https://higienadent.com/kompozyt-swiatloutwardzalny-kulzer-charisma-opal-flow-18g-p-1234.html>



Kompozyt światłoutwardzalny KULZER Charisma Opal Flow / 1.8g

Cena	94,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	66040900
Producent	Kulzer

Opis produktu

KULZER Charisma Opal Flow - odkryj łatwość tworzenia naturalnych wypełnień.

Charisma Opal Flow to idealne dopełnienie marki Charisma. Dzięki bardzo dobrze kontrolowanej lepkości prace minimalnie inwazyjne będą jeszcze prostsze.

Charisma Opal Flow zapewnia bezpieczną diagnozę dzięki nieprzepuszczalności dla promieni RTG, a także łatwość opracowywania. Dzięki połączeniu Charisma Opal Flow z masami Charisma Diamond lub Charisma Opal można uzyskać wszystko, co jest potrzebne do stworzenia trwałych i bezpiecznych wypełnień.

Wyjątkowe właściwości opracowywania Charisma Opal Flow tworzy jednolitą, gładką powierzchnię w obszarach, gdzie ubytek jest trudno dostępny. Ten płynny kompozyt nakładany przy pomocy niecieknącej strzykawki zachowuje kształt i położenie bezpośrednio po aplikacji.

Naturalnie idealne i wytrzymałe wypełnienia Charisma Opal Flow wykazuje niskie napięcie skurczowe oraz wysoką odporność na zginanie, co pozwala uzyskać naturalnie idealne i wytrzymałe wypełnienia. Kompaktowy system 7 kolorów można łączyć ze wszystkimi dostępnymi na rynku kompozytami na bazie akrylanów.

Bezpieczna diagnoza Wypełnienie kompozytowe można łatwo odróżnić od pozostałej struktury zęba ze względu na doskonałą nieprzepuszczalność promieni rentgenowskich. Charisma Opal Flow zapewnia optymalną, wiarygodną diagnozę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A1 , A2 , A3 , A4 , OM