

Link do produktu: <https://higienadent.com/kulzer-lampa-polimeryzacyjna-led-starlight-pro-1szt-p-2653.html>



## Kulzer Lampa polimeryzacyjna LED Starlight Pro 1szt.

Cena **2 175,00 zł**

Dostępność **Niedostępny**

Numer katalogowy **001633**

Producent **Kulzer**

### Opis produktu

**Kulzer Starlight Pro lampa polimeryzacyjna LED do polimeryzacji światłoutwardzalnych materiałów dentystycznych, takich jak systemy łączące i kompozyty.** Ergonomiczny kształt lampy pozwala na wygodną pracę a lekka, bezprzewodowa konstrukcja zapewnia swobodną obsługę. Obracany o 360° kąt światłowodu zapewnia lepszy dostęp do zębów trzonowych. **Lampa Starlight Pro** jest cicha, nie wymaga wentylatora, oferuje stały dostęp światła niezależnie od stanu naładowanego akumulatora.

#### Właściwości:

- natężenie: 1400 mW/cm<sup>2</sup>
- bezpieczna odbudowa dzięki dominującym zakresie fal 440-465 nm
- przeznaczony do sterylizacji przewód światłowodowy Ø 8 mm
- nie wymaga wentylatora, ponieważ nie wytwarza ciepła - jest cichy
- gładka, ciągła i zwarta powierzchnia umożliwia doskonałą dezynfekcję
- stała moc światła niezależnie od poziomu naładowania
- podwójny sygnał dźwiękowy włącza się, gdy poziom naładowania akumulatora jest jeszcze wystarczający na 6 cykli
- tylko 120 minut czasu ładowania i 320 cykli w trybie 10 sekund
- zintegrowany radiometr
- zielone diody kontrolne informujące o zasilaniu sieciowym oraz sygnalizujące zgodę na proces ładowania i emisję mocy
- w przypadku problemów zacnie migać żółta dioda LED

Zestaw Kulzer Lampa Starlight Pro zawiera:

- 1szt. lampa polimeryzacyjna
- 1szt. stacja ładująca i 1szt. kabel zasilający do stacji
- 1szt. rękojeść
- 1szt. osłona optyczna
- 1szt. światłowód