

Link do produktu: <https://higienadent.com/kulzer-meliodent-heat-cure-proszek-1kg-p-1843.html>



KULZER Meliodent Heat Cure proszek 1kg

Cena	145,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Kulzer

Opis produktu

Kulzer Meliodent Heat Cure proszek do polimeryzacji na gorąco. Materiał na płyty protez firmy Kulzer sprawia, że środowisko pracy technika jest bezpieczne. Meliodent Heat Cure zawiera wyłącznie pigmenty organiczne i jest wolny od kadmu. Wypolerowana powierzchnia protezy długotrwale utrzymuje połysk, co pozwala utrzymać higienę jamy ustnej.

Właściwości:

- Wyjątkowo drobne cząsteczki polimeru nadają materiałowi Meliodent idealną konsystencję
- Plastyczna konsystencja materiału Meliodent uzyskiwana jest już po 10 minutach w temperaturze 23°C
- Czas opracowywania materiału Meliodent jest długi – nawet powyżej 25 minut (w zależności od temperatury otoczenia)
- Meliodent ma formułę Kopolimeru, dzięki której można uzyskać wyjątkową i gładką powierzchnię.

Korzyści:

- Minimalny skurcz materiału gwarantuje brak efektu przemieszczenia zębów bądź podwyższenia zgryzu w procesie polimeryzacji
- Technik oszczędza czas, upychając ciasto akrylowe do puszek polimeryzacyjnej wcześniej niż w przypadku innych materiałów
- Technik ma możliwość wykonania jednorazowo większej ilości prac przy jednokrotnym zmieszaniu materiału
- Idealny produkt pozwala uzyskać realne oszczędności
- Ograniczone gromadzenie się płytki nazębnej i lepsza kompatybilność z tkanką miękką przekładają się na zdrowie pacjenta

Opakowanie: proszek 1000g w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: 26 , 27