

Link do produktu: <https://higienadent.com/kulzer-memoreg-2-a-silikonowa-masa-wyciskowa-do-rejestracji-zgryzu-2-x-50ml-p-2511.html>

Kulzer Memoreg 2 A-silikonowa masa wyciskowa do rejestracji zgryzu 2 x 50ml



Cena **203,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **#001346**

Producent **Kulzer**

Opis produktu

Memoreg 2 A-silikonowa masa wyciskowa o dużej zawartości wypełniacza w kolorze różowym. Materiał szybkowiążący do rejestracji zgryzu, nawet w najtrudniejszych warunkach, który można łatwo i bezpośrednio nakładać w jamie ustnej. Masa nadaje się do standardowych rejestracji zwarcia przy koronach/mostach, rejestracji łuków twarzowych i mocowania rejestracji łuków gotyckich.

Właściwości Memoreg 2:

- tiksotropia: kontrolowana aplikacja materiału - nie ścieka podczas aplikacji i można go łatwo zabudować.
- łatwa identyfikacja miejsc przegryzienia: intensywny, różowy kolor pozwala na szybką identyfikację przegryzionego materiału.
- łatwy w obsłudze: bezproblemowe usunięcie materiału z ust pacjenta bez pęknięcia, bez konieczności rozrywania i rozdzierania.
- końcowa twardość 90 Shore.
- łatwy w opracowaniu: bezproblemowe przycinanie i szlifowanie wiertłami i skalpelem.
- doskonała stabilność wymiarowa.
- system wkładów Automix. Wkłady Memoreg 2 do systemu nabojów Automix: system z automatycznym mieszaniem: oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędów podczas rejestracji zgryzu.
- neutralny smak i zapach.

Opakowanie: 2x50ml, 12 końcówek mieszających.