

Link do produktu: <https://higienadent.com/przezroczysty-a-silikon-do-specjalnych-zastosowan-kulzer-memosil-2-2-x-50ml-p-1963.html>



Przezroczysty A-silikon do specjalnych zastosowań KULZER Memosil 2 / 2 x 50ml

Cena **239,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **50035018**

Producent **Kulzer**

Opis produktu

KULZER Memosil 2 przezroczysty A-silikon do specjalnych zastosowań. Przezroczystość materiału umożliwia kontrolę optyczną elementów odniesienia (np. radiograficznego granulatu kontrastowego). Możliwe jest także utwardzanie światłem materiałów wypełniających i unieruchamiających poprzez warstwę MEMOSIL 2.

Materiał najlepiej stosować do wycisku zwarciovego pod światłoutwardzalne kompozyty do zębów tylnych, wycisku zębów przednich pod protezy tymczasowe, wypełnienia i licówki, do osadzania punktów odniesienia przed wykonaniem zdjęcia rentgenowskiego podczas planowanego leczenia implantologicznego, a także jako matrycę do przenoszenia zamków ortodontycznych na model gipsowy.

Korzyści dla dentysty i technika płynące z zastosowania MEMOSIL 2

Kontrola optyczna: Przezroczystość materiału MEMOSIL 2 ułatwia osadzanie elementów odniesienia, a także utwardzanie światłem kompozytów i wypełnień poprzez warstwę materiału.

Lepsza higiena: Opracowywanie MEMOSIL 2 to czysta i higieniczna praca ze względu na sposób bezpośredniej, sterylnej aplikacji.

System nabojów Automix pozwala oszczędzić czas i ogranicza ryzyko błędnej rejestracji. MEMOSIL 2 podwyższa także wygodę leczenia dla pacjentów. Dzięki krótkiemu czasowi wiązania w jamie ustnej oraz neutralnemu smakowi i zapachowi pacjenci mogą poczuć się bardziej komfortowo. Dodatkową korzyścią jest oszczędność czasu dzięki bezpośredniej aplikacji w ustach pacjenta.

Opakowanie: 2x50ml, 12szt. końcówek mieszające.