

Link do produktu: <https://higienadent.com/kulzer-oxasil-activator-paste-60ml-material-wyciskowy-do-mieszania-recznego-p-1227.html>



KULZER Oxasil Activator Paste / 60ml - materiał wyciskowy do mieszania ręcznego

Cena	31,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#66077396
Producent	Kulzer

Opis produktu

KULZER Oxasil Activator Paste silikonowa masa wyciskowa do mieszania ręcznego (C-silikon). Aktywator przeznaczony jest do poliksiloksanowych mas wyciskowych, do użycia z Oxasil Soft Putty, Oxasil Very Light Flow, Oxasil Mucosa.

Materiał został opracowany przez twórców materiałów **Optosil/Xantopren**. Formuła Optosil/Xantopren zdobyła zaufanie w świecie stomatologii dzięki swoim właściwościom precyzyjnego odwzorowania szczegółów w pobieranych wyciskach. Oxasil posiada efektywny system bazy i aktywatora, co zdecydowanie wyróżnia go na tle innych dostępnych tego typu produktów na rynku. Zapewnia charakterystykę pracy i jest doskonałym materiałem wyciskowym do mieszania ręcznego.

Właściwości Oxasil:

- efektywny system bazy i aktywatora
- krótki czas wiązania
- ekonomiczny
- łatwe mieszanie konsystencji Soft Putty
- zauważalny wzrost lepkości po mieszanii, przy równoczesnym zachowaniu płynności (dotykowa kontrola mieszania)
- idealna charakterystyka opracowywania w czasie pracy
- stosowany do standardowych wskazań oraz przypadków specjalnych (np. podścielenie protez ruchomych, wyciski czynnościowe, sprawdzanie okluzji, wyciski pod prace tymczasowe)
- Czas przeznaczony na odlewanie modeli gipsowych to ponad 21 dni**
- miętowy smak

* Aktywny system zachowuje się optymalnie i działa najszybciej w przypadku zastosowania pasty bazowej i aktywującej oxasil. Rezultaty przy zastosowaniu innych past bazowych nie są gwarantowane.

** Pomiary wykonane przez Dział Badawczo-Rozwojowy Kulzer.

Opakowanie zawiera: 1x Oxasil Activator Paste 60ml