

Link do produktu: <https://higienadent.com/material-wyciskowy-do-mieszania-recznego-kulzer-oxasil-mucosa-140ml-p-1226.html>



Materiał wyciskowy do mieszania ręcznego KULZER Oxasil Mucosa / 140ml

Cena	45,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	66077394
Producent	Kulzer

Opis produktu

KULZER Oxasil to nowy materiał wyciskowy do mieszania ręcznego opracowany przez twórców materiałów **Optosil/Xantopren**. Zapewnia on charakterystykę pracy i niezawodność materiału wyciskowego do mieszania ręcznego, a także wyróżnia się spośród konkurencji bardzo efektywnym systemem bazy i aktywatora*

Ulepszona doskonałość ma swoje korzyści:

- Wysoce efektywny system aktywatora i bazy*
- Ekonomiczny
- Łatwe mieszanie konsystencji Soft Putty
- Zauważalny wzrost lepkości po mieszanii, przy równoczesnym zachowaniu płynności (dotykowa kontrola mieszania)
- Idealna charakterystyka opracowywania w czasie pracy
- Stosowany do standardowych wskazań oraz przypadków specjalnych (np. podścielenie protez ruchomych, wyciski czynnościowe, sprawdzanie okluzji, wyciski pod prace tymczasowe)
- Czas przeznaczony na odlewanie modeli gipsowych to ponad 21 dni**
- Świeży miętowy smak

* Aktywny system zachowuje się optymalnie i działa najszybciej w przypadku zastosowania pasty bazowej i aktywującej oxasil. Rezultaty przy zastosowaniu innych past bazowych nie są gwarantowane.

** Pomiary wykonane przez Dział Badawczo-Rozwojowy Kulzer.

Opakowanie zawiera:

- **Oxasil Mucosa 1 x 140ml**