

Link do produktu: <https://higienadent.com/kulzer-retraxil-starter-pack-4x1g-pasta-retrakcyjna-p-3473.html>

Kulzer RetraXil Starter Pack 4x1g pasta retrakcyjna



Cena	249,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	001950
Kod producenta	66098180
Producent	Kulzer













Opis produktu

Kulzer RetraXil gotowa do użycia pasta retrakcyjna o właściwościach ściągających, przeznaczona do tymczasowego odsunięcia krawędzi dziąsła i osuszenia kieszonki dziąsłowej.

Ułatwia pobieranie wycisku (cyfrowo lub tradycyjnie), ułatwia cementowanie prac protetycznych oraz preparację ubytków klasy II i V. Chlorek glinu 15% zawarty w składzie pasty wykazuje działanie hemostatyczne.

Wyjątkowo cienka końcówka strzykawki (najcieńsza wśród dostępnych na rynku) ułatwia precyzyjną i atraumatyczną aplikację pasty do kieszonki dziąsłowej. Kluczyk zapewnia bezpieczne mocowanie końcówki na strzykawce i ułatwia jej ściąganie. Materiał jest dobrze widoczny w polu pracy (kontrastuje na niebiesko), co ułatwia kontrolę przy wypłukiwaniu pasty.

Najcieńsza dostępna obecnie na rynku końcówka RetraXil® zapewnia wygodną i atraumatyczną aplikację pasty w kieszonce dziąsłowej

RetraXil®	Materiał konkurencyjny 1	Materiał konkurencyjny 2	Materiał konkurencyjny 3	Materiał konkurencyjny 4	Materiał konkurencyjny 5
					
Ø 0.9mm	Ø 1.25mm	Ø 1.25mm	Ø 1.4mm	Ø 1.4mm	Ø 1.6mm
					
Końcówka	PLT	Końcówka	PLT	PLT	Końcówka

Opakowanie: RetraXil Starter Pack pasta retrakcyjna 4x1g, akcesoria.