

Link do produktu: <https://higienadent.com/kulzer-signum-universal-bond-i-ii-set-universalny-system-laczacy-2-x-4ml-p-2503.html>



Kulzer Signum Universal Bond I + II set - uniwersalny system łączący 2 x 4ml

Cena	440,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#001714
Producent	Kulzer

Opis produktu

Signum Universal Bond - jeden, uniwersalny, dwuetapowy system wiążący przeznaczony do pracy w protetyce na wszystkie podbudowy. Signum Universal Bond to jedno rozwiązanie dla wielu zastosowań. Jest mocny i niezawodny: trwale wiąże korony, mosty, częściowe podbudowy wykonane z wielu materiałów (metali szlachetnych, nieszlachetnych, tytanu, dwutlenku cyrkonu i polimerów PEEK). Tworzy solidne łączenie, niezależnie od wybranego materiału wiążącego. Jego trwałość, siła i skuteczność zostały przetestowane na wszystkich materiałach w wielu przeprowadzonych badaniach.

Właściwości Signum Universal Bond :

- Mocny i niezawodny: Najwyższa siła wiązania koron, mostów, częściowych podbudów wykonanych z wielu materiałów,
- Udowodniona skuteczność, trwałość i wytrzymałość: Signum Universal Bond przetestowano na wszystkich materiałach w wielu badaniach.
- Uniwersalny: jedno rozwiązanie dla wielu zastosowań. Jeden system wiążący przeznaczony na wszystkie podbudowy - do metali szlachetnych, metali nieszlachetnych, tytanu, dwutlenku cyrkonu i wysokowydajnych polimerów PEEK.

Wskazania:

- *Metale szlachetne i nieszlachetne (PM/NPM i tytan)*

1. Środek wiążący pomiędzy częściowymi i całościowymi powierzchniami szkieletu wykonanymi ze stopu metali a materiałami licującymi na bazie (meta-)akrylanu w połączeniu z retencjami makromechanicznymi lub materiałami bazowymi protez.
2. Środek wiążący służący do naprawy licówek kompozytowych na metalu.
3. Środek wiążący służący do naprawy uzupełnień łączonych porcelaną.

- *Dwutlenek cyrkonu*

1. Środek wiążący do naprawy: licówek kompozytowych i ceramiki na szkieletach ZrO₂
2. Środek wiążący pomiędzy: szkieletami, łącznikami implantów i pojedynczymi koronami wykonanymi z ZrO₂ i światłoutwardzalnymi materiałami licówkowymi.

- *Polimery PEEK*

1. Środek wiążący między szkieletami, łącznikami implantów i pojedynczymi koronami wykonanymi z wysokowydajnych polimerów PEEK i światłoutwardzalnymi materiałami licującymi.
2. Środek wiążący między częściowymi powierzchniami szkieletu wykonanymi z wysokowydajnych polimerów PEEK i światłoutwardzalnymi materiałami licującymi lub materiałami bazowymi protez (gorącymi lub autopolimeryzującymi).
3. Środek wiążący do naprawy licówek kompozytowych na wysokowydajnych szkieletach polimerowych PEEK.

Zestaw Signum Universal Bond set zawiera: 1x Signum Universal Bond I 4ml, 1x Signum Universal Bond II 4ml.

Ulotka produktu Kulzer Signum Universal Bond I + II set - uniwersalny system łączący 2 x 4ml



signum®



Signum universal bond

Twój uniwersalny system łączący.

Przeznaczony do materiałów na podbudowy protetyczne.

- » Do koron, mostów i częściowych podbudów
- » Bezpieczeństwo i niezawodna siła łączenia
- » Do podbudów wykonanych ze stopów metali, dwutlenku cyrkonu i polimerów PEEK

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Zamieszczone informacje skierowane są do osób wykonujących zawód medyczny.

