

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 13:42

Link do produktu: <https://higienadent.com/kulzer-variantime-bite-2-x-50-ml-p-1160.html>

KULZER Variotime Bite / 2 x 50 ml



Cena	101,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	#66045042
Producent	Kulzer

Opis produktu

Produkty KULZER Variotime to jeden system dla wszystkich technik wyciskowych, posiada szeroki zakres zastosowań, praca z materiałem jest wyjątkowo łatwa i intuicyjna.

KULZER Variotime Bite - materiał skalowany, pozwalający na skanowanie poliwinylsiloksanem, przeznaczony do precyzyjnej rejestracji zgryzu. Produkt posiada wiele uniwersalnych cech, które czynią go wielofunkcyjnym materiałem do wielu zastosowań.

Właściwości:

- szybkie wiązanie w jamie ustnej pacjenta
- łatwy do opracowania, przycinania i szlifowania; minimalne ryzyko pęknięcia
- właściwości tiksotropowe - materiał nie spływa podczas pracy
- duża twardość końcowa w skali Shore'a (D 40)
- idealne skanowanie za pomocą systemów CAD/CAM

ZESTAW zawiera:

- 2 x 50ml Bite;
- 10 zielonych końcówek mieszających.