

Link do produktu: <https://higienadent.com/kulzer-zestaw-charisma-classic-combi-kit-6x4g-g2b-p-1385.html>



## Kulzer Zestaw Charisma Classic Combi Kit 6x4g + G2B

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>460,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>#66056109</b> |
| Producent        | <b>Kulzer</b>    |

### Opis produktu

**Charisma Classic = długoletnie doświadczenie i współpraca z dentystami na całym świecie = efekt Microglass II**

**Charisma Classic pierwszy materiał kompozytowy o kremowej konsystencji zawierający wypełniacz Microglass drugiej generacji (II).** Ta nowa, zaawansowana technologia opracowana we współpracy ze stomatologami na całym świecie gwarantuje wysoką jakość i niezawodność podczas pracy na pacjencie, gwarantując:

- doskonałe opracowywanie kompozytu,
- nakładanie warstw w jednym kolorze,
- łatwiejsze maskowanie przebarwień,
- uzyskanie naturalnego blasku.

**Wypełniacz Microglass II widoczny rezultat = rezultat końcowy = otrzymujesz to co widzisz!**

Dzięki optymalnemu dopasowaniu współczynników załamania światła naszego systemu macierzy i wypełniacza nowa technologia Microglass II pozwala na uzyskanie wewnętrznego blasku koloru oraz do 56% łatwiejsze dopasowanie kolorów.

#### *Łatwe opracowywanie*

Kremowa konsystencja Charisma Classic umożliwia łatwe i szybkie modelowanie. Dodatkowo materiał ten wykazuje wyjątkowe właściwości pod kątem wykończenia i polerowania, które ułatwiają uzyskanie wysokiego połysku powierzchni. Prosta gama kolorów pozwala na wygodny dobór i dopasowanie kolorów. Przy tym jakość i niezawodność zostały połączone z łatwością opracowywania.

#### *Naturalne wypełnienia dzięki nowoczesnej technologii*

Długoletnie doświadczenie, wiedza oraz współpraca z dentystami na całym świecie pozwoliła na ulepszenie materiału kompozytowego dostępnego na rynku od ponad 20lat. Rezultatem jest Charisma Classic, pierwszy kompozyt zawierający technologię wypełniacza Microglass drugiej generacji.

### Co to jest efekt Microglass II

Konwencjonalne kompozyty zawierają najczęściej wysoce zdyspergowaną krzemionkę (SiO<sub>2</sub>) w celu zapobieżenia sedymentacji wypełniaczy. Prowadzi to zwykle do bardzo dużych różnic współczynników załamania światła oraz mlecznego wyglądu wypełnienia. Dlatego dobre dopasowanie kolorów i naturalny wygląd są znacznie trudniejsze do osiągnięcia przy zastosowaniu takich kompozytów.

Charisma Classic zawiera ok. 61% obj. wypełniacza w formie szkła na bazie fluorku baru i glinu. Nowa technologia wypełniacza Microglass II nie wymaga zastosowania pirogenicznego krzemionki i dlatego pozwala uzyskać wewnętrzny blask i lepiej dopasować kolory (nawet o 56%). Wszystkie współczynniki załamania światła w systemie macierzy i wypełniacza zostały optymalnie dobrane. Pigment zapewnia zwiększony połysk koloru. Dzięki temu otrzymujesz to, co widzisz!

Zestaw **KULZER Charisma Classic Combi Kit 6 x 4g** zawiera:

- A1; 2x A2; 2x A3; A3,5;
- 1 x GLUMA 2Bond 4ml;

- 
- 2 x 2,5ml żelu GLUMA Etch 35;
  - instrukcja obrazkowa