

Link do produktu: <https://higienadent.com/kuraray-noritake-katana-cleaner-plyn-czyszczacy-4ml-p-3295.html>



## Kuraray Noritake Katana Cleaner - płyn czyszczący 4ml

Cena	<b>144,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>KURARAY</b>

### Opis produktu

**Kuraray Noritake Katana Cleaner płyn czyszczący przeznaczony do optymalizacji siły wiązania z cementem.**

Cleaner posiada łagodną wartość pH 4,51, dzięki czemu można go stosować zarówno wewnątrz jak i zewnątrzustnie.

Cleaner jest łatwy i szybki w użyciu, nie wymaga długiego czasu czyszczenia, wystarczy 10 sekund.

#### Wskazania:

- czyszczenie zanieczyszczonych wypełnień szklanych, ceramicznych, cyrkonowych, żywicznych i metalowych oraz wkładów z włókna szklanego,
- oczyszczenie (zanieczyszczonej) przygotowanej struktury zęba (ubytku, kanału korzeniowego i łącznika zębowego) oraz łącznika implantu.

**Opakowanie:** 4ml