

Link do produktu: <https://higienadent.com/kurary-noritake-caries-detector-6ml-srodek-do-wykrywania-prochnicy-p-3279.html>



Kurary Noritake Caries Detector 6ml środek do wykrywania próchnicy

Cena	224,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	KURARAY

Opis produktu

Kurary Noritake Caries Detector detektor próchnicy, środek do wykrywania próchnicy oraz zdemineralizowanych tkanek twardych zęba.

Precyzyjnie wskazuje tkanki zmienione próchnicowo podczas opracowywania ubytku. Umożliwia całkowite ich usunięcie. Chroni żywotność miazgi, zachowuje zdrową strukturę twardych tkanek zęba. Caries Detector zabarwia na czerwono zmienioną przez próchnicę strukturę tkanek zęba, nie zabarwia natomiast zmienionej próchnicowo zębiny zdolnej do remineralizacji. Szybkie i łatwe użycie, brak skutków ubocznych.

Opakowanie: butelka 6ml