

Link do produktu: <https://higienadent.com/lampa-polimeryzacyjna-premium-plus-c02-m-mini-p-2445.html>



Lampa polimeryzacyjna Premium Plus C02-M Mini

Cena	490,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	A
Producent	Premium Plus

Opis produktu

Lampa polimeryzacyjna C02-M Mini lampa polimeryzacyjna LED, przeznaczona do utwardzania kompozytów.

Specyfikacja:

- model: C02-M (Mini)
- światłowód: 11 mm (średnica)
- długość fali światła: 440-480 nm
- zastosowanie: do generalnego użytku
- waga: 84g
- wysokość: 220 mm

Tryby pracy:

- FULL: 1200 mW/cm² przez 5,10,15,20 sekund +/- 10%
- SOFT: Pierwsze 5 sekund 0-900 mW/cm², następnie 5,10,15,20,26 sekund 900 mW/cm² +/- 10%

Kompatybilne akcesoria: Zapasowa głowica, zapasowa bateria oraz osłonki foliowe na lampę 228.

Szeroka gama kolorystyczna, aż 10 kolorów do wyboru: pomarańcz, żółty, limonkowy, jasny zielony, jasny niebieski, niebieski, lawendowy, różowy, biały, czarny.

Opakowanie zawiera: lampa C02-M Mini w wybranym kolorze, ładowarka, kabel USB, osłona na światłowód, osłona na lampę polimeryzacyjną.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory: biały , czarny , fiolet , limonka , niebieski , niebieski jasny , pomarańcz , różowy , zielony jasny , żółty