

Link do produktu: <https://higienadent.com/lascod-millenium-450g-alginatowa-masa-wyciskowa-p-2424.html>



Lascod Millenium 450g alginatowa masa wyciskowa

Cena	32,40 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MAT002791
Producent	Lascod

Opis produktu

Lascod Millenium alginatowa masa wyciskowa przeznaczona do wykonywania wycisków o wysokiej precyzji, zbliżona do mas A-silikonowych.

Doskonała do wykonywania wycisków elastycznych.

Właściwości:

- alginat klasy A typ 1
- wysoka stabilność wymiarowa (> 100 godzin)
- łatwy do mieszania
- maksymalna tiksotropowość
- ziarnistość: 15 µ
- elastyczna odwracalność odkształcenia: 96,2%
- kolor różowy
- smak truskawkowy
- czas przygotowania: 1min. 45sek.
- czas mieszania: 45 sek.
- mieszanie mechaniczne: 10-15 sek.

- czas wiązania w ustach: 30sek.

Opakowanie: 450g