

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 14:18

Link do produktu: <https://higienadent.com/liquid-strip-2-5g-zel-glicerynowy-sluzacy-do-ochrony-krawedzi-uzupelnienia-protetycznego-p-2328.html>

WKRÓTCE ZAMIEŚCIMY
ZDJĘCIE PRODUKTU

Liquid Strip / 2,5g - żel glicerynowy służący do ochrony krawędzi uzupełnienia protetycznego

Cena	80,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	000723
Producent	Ivoclar Vivadent

Opis produktu

Liquid Strip - żel glicerynowy służący do ochrony krawędzi uzupełnienia protetycznego.

Wskazania:

- Próbne cementowanie (zamiast past próbnych)
- Ochrona kompozytu przed inhibicyjną warstwą tlenu
- Niezastąpiony podczas cementowania całoceramicznych uzupełnień protetycznych

Strzykawka 2,5g