

Link do produktu: <https://higienadent.com/lyzka-wyciskowa-metalowa-p-2822.html>



Łyżka wyciskowa metalowa

Cena	19,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Pol-Intech

Opis produktu

Łyżki wyciskowe metalowe perforowane lub nieperforowane to narzędzia wykorzystywane w protetyce do pobierania precyzyjnych wycisków z jamy ustnej pacjenta. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości metalu, łyżki te są trwałe, odporne na uszkodzenia i łatwe do sterylizacji, co zapewnia higienę i długowieczność narzędzi.

Cechy produktu:

- Materiał: Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Dwa rodzaje: **Perforowane: Otwory w łyżce umożliwiają lepsze wnikanie masy wyciskowej i jej równomierne rozprowadzenie, co poprawia dokładność wycisku. Nieperforowane: Gładka powierzchnia, która jest idealna do użytku z bardziej gęstymi masami wyciskowymi lub w przypadku, gdy perforacja nie jest wymagana**
- Ergonomiczny kształt: Doskonale dopasowują się do kształtu łuku zębowego, co zapewnia wygodę i precyzję podczas pobierania wycisków.
- Różne rozmiary: Dostępne w różnych rozmiarach, aby dopasować je do potrzeb pacjenta (na zęby górne i dolne).

Zastosowanie:

- Wykorzystywane do pobierania wycisków w protetyce, szczególnie przy tworzeniu koron, mostów, protez i innych uzupełnień protetycznych.
- Stosowane w ortodoncji przy wykonywaniu modeli diagnostycznych.
- Używane przy pobieraniu wycisków do implantów dentystycznych i planowania leczenia.

Zalety:

- Wysoka trwałość: Stal nierdzewna to długotrwałe użytkowanie i odporność na korozję.
- Precyzyjność: Perforacja umożliwia lepsze dopasowanie masy wyciskowej, co poprawia jakość wycisków.
- Wszechstronność: Dzięki różnym rozmiarom i opcjom perforacji, łyżki te są idealne do różnych procedur i typów mas wyciskowych.
- Łatwość czyszczenia: Łyżki metalowe można łatwo sterylizować w autoklawie, co zapewnia higieniczne warunki pracy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L1 XI , L2 L , L3 M , L4 S , L5 XS , U1 XL , U2 L , U3 M , U4 S , U5 XS

Rodzaj: nieperforowana , perforowana