

Link do produktu: <https://higienadent.com/lyzki-wyciskowe-plastikowe-20szt-p-2823.html>

Łyżki wyciskowe plastikowe 20szt.



Cena	89,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Inny

Opis produktu

Łyżki wyciskowe perforowane - narzędzia stomatologiczne przeznaczone do wykonywania precyzyjnych wycisków w protetyce i ortodoncji. Wykonane z trwałego i lekkiego materiału, jakim jest tworzywo sztuczne, zapewniają komfort zarówno dla pacjenta, jak i dla stomatologa.

Cechy produktu:

- materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne, odporne na odkształcenia i działanie środków chemicznych.
- perforacja: otwory w łyżce umożliwiają lepsze mechaniczne zakotwiczenie masy wyciskowej, co zwiększa stabilność wycisku.
- ergonomiczny kształt: dobrze dopasowuje się do kształtu łuku zębowego.
- dostępne rozmiary: szeroka gama rozmiarów umożliwi dopasowanie łyżki do indywidualnych potrzeb pacjenta (dla łuku górnego i dolnego).

Opakowanie: 20 sztuk.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Dół UK1 , Dół UK2 , Dół UK3 , Góra OK1 , Góra OK2 , Góra OK3