

Link do produktu: <https://higienadent.com/mani-pilniki-d-finders-poszukiwacze-kanalow-25mm-6szt-p-2728.html>

## Mani pilniki D-Finders poszukiwacze kanałów 25mm 6szt.




Cena	<b>29,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Mani</b>

### Opis produktu

**Mani D-Finders pilniki przeznaczone do poszukiwania i lokalizacji kanałów korzeniowych.**

Długość: 25mm.

Przekrój pilnika w kształcie litery D.



**Opakowanie:** 6szt w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pilniki rozmiary:** 25mm, #08 , 25mm, #10 , 25mm, #12