

Link do produktu: <https://higienadent.com/mani-u-files-pilniki-endodontyczne-33mm-6szt-p-2971.html>



## Mani U-Files pilniki endodontyczne 33mm 6szt.

Cena	<b>19,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Mani</b>

### Opis produktu

**Mani U-Files pilniki endodontyczne, narzędzia kanałowe przeznaczone głównie do irygacji i dezynfekcji kanału.** Do stosowania z urządzeniem ultradźwiękowym. Nie jest wskazane stosowanie U-Files w przypadku wąskich i zakrzywionych kanałów, ponieważ kontakt ze ścianką kanału hamuje wytwarzanie wibracji. Taki kanał należy w pierwszej kolejności opracować ręcznie, przeznaczonymi do tego pilnikami ręcznymi.

#### Dostępne rozmiary:

- #10
- #15
- #20
- #25
- #30
- #35
- #40
- #15-40.

**Opakowanie:** pilniki Mani U-Files 33mm 6szt.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pilniki rozmiary:** 33mm, #10 , 33mm, #15 , 33mm, #15-40 , 33mm, #20 , 33mm, #25 , 33mm, #30 , 33mm, #35 , 33mm, #40