

Link do produktu: <https://higienadent.com/masa-silikonowa-sieciowana-addycyjnie-kulzer-variantime-dynamix-heavy-tray-2-x-380-ml-p-1860.html>



Masa silikonowa sieciowana addycyjnie KULZER Variotime Dynamix Heavy Tray / 2 x 380 ml

Cena	356,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#66045000
Producent	Kulzer

Opis produktu

Variotime to system, który oferuje możliwość indywidualnego łączenia bardzo wielu technik wyciskowych.

Variotime Heavy Tray do systemu Dynamix to masa silikonowa sieciowana addycyjnie. Umożliwia regulowanie czasu pracy oraz rozpoczęcie procesu wiązania - umożliwia to stosowania masy zarówno do pojedynczych koron, jak i bardziej złożonych uzupełnień protetycznych. Gwarantuje bardzo dobre efekty wizualne, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników, właściwości hydrofilowe pozwalają na osiągnięcie zdumiewających rezultatów.

Korzystanie z systemu Dynamix to przede wszystkim szybkie mieszanie, pozwalające zaoszczędzić czas oraz perfekcyjnie wymieszane składniki, będące jednorodną mieszaniną bez zawartości pęcherzyków powietrza. Posługiwanie się Dynamixem to także wyeliminowanie strat materiału oraz łatwe mieszanie nawet mas typu "putty", które charakteryzują się bardzo dużą gęstością. Uzyskanie jednorodnej masy, bez pęcherzyków powietrza, pozwala na wykonywanie dopasowanych uzupełnień protetycznych.

Dane techniczne:

- gęstość: masa o dużej gęstości,
- kolor bazy: fioletowy,
- kolor katalizatora: jasnoszary,
- czas mieszania: auto,
- czas pracy poza jamą ustną: 2.30 min.,
- czas pracy w jamie ustnej: -,
- min. czas pozostawienia w jamie ustnej: 2.30 min.

Opakowanie zawiera:

- 2 x 380 ml,
- dwie końcówki mieszające (żółte) oraz pierścień mocujący.