

Link do produktu: <https://higienadent.com/masa-silikonowa-sieciowana-addycyjnie-kulzer-variotime-dynamix-monophase-2-x-380-ml-p-1862.html>



## Masa silikonowa sieciowana addycyjnie KULZER Variotime Dynamix Monophase / 2 x 380 ml

Cena **356,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **#66045034**

Producent **Kulzer**

### Opis produktu

**Variotime** to system stworzony przez **Kulzer** przeznaczony dla wszystkich technik wyciskowych. Praca z materiałem staje się wyjątkowo łatwa i intuicyjna. System Variotime spełnia oczekiwania dentystów dzięki swoim właściwościom hydrofilowym i wysokiej stabilności wymiarowej.

**Variotime Dynamix Monophase to masa wyciskowa o średniej gęstości, na bazie silikonu.** Dzięki możliwości regulowania czasu pracy i regulowania rozpoczęcia procesu wiązania masa **Variotime Dynamix Monophase** jest uniwersalnym materiałem z możliwością zastosowania zarówno do prostych prac protetycznych, np. pojedynczych koron, jak i bardziej skomplikowanych uzupełnień.

#### Właściwości:

- bardzo dobre efekty wizualne
- wysokie właściwości hydrofilowe
- szybkie mieszanie dzięki systemowi **Dynamix**

**System Dynamix** to system szybkiego mieszania, pozwala zaoszczędzić czas i dokładnie, bez pęcherzyków powietrza wymieszać masę, nawet taką o bardzo dużej gęstości. Posługiwanie się Dynamixem to także wyeliminowanie strat materiału. Uzyskanie jednolitej, perfekcyjnej masy, bez pęcherzyków powietrza, pozwala na wykonywanie dopasowanych uzupełnień protetycznych.

#### Dane techniczne Variotime Dynamix Monophase:

- gęstość: masa o średniej gęstości,
- kolor bazy: fioletowy,
- kolor katalizatora: jasnoszary,
- czas mieszania: auto,
- czas pracy poza jamą ustną: 2.30 min.,
- czas pracy w jamie ustnej: 1 min.,
- min. czas pozostawienia w jamie ustnej: 2.30 min.

#### Variotime Dynamix Monophase zawiera:

- 2 x 380ml Dynamix Monophase;
- 2 Końcówki mieszające Dynamix;
- 1 Pierścień mocujący Dynamix;