

Link do produktu: <https://higienadent.com/masa-silikonowasieciowana-addycyjnie-kulzer-variantime-monophase-2-x-50ml-p-1214.html>



Masa silikonowa sieciowana addycyjnie KULZER Variotime Monophase / 2 x 50ml

Cena	95,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#66045032
Producent	Kulzer

Opis produktu

KULZER Variotime to system, który oferuje możliwość indywidualnego łączenia bardzo wielu technik wyciskowych. **Produkty KULZER Variotime** posiadają szeroki zakres zastosowań a praca z materiałem jest wyjątkowo łatwa i intuicyjna.

Variotime Monophase do systemu Dynamix to masa silikonowa sieciowana addycyjnie. Umożliwia regulowanie czasu pracy oraz rozpoczęcie procesu wiązania - umożliwia to stosowania masy zarówno do pojedynczych koron, jak i bardziej złożonych uzupełnień protetycznych. Gwarantuje bardzo dobre efekty wizualne, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników, właściwości hydrofilowe pozwalają na osiągnięcie zdumiewających rezultatów.

Korzystanie z systemu **Dynamix** to przede wszystkim: szybkie mieszanie, pozwalające zaoszczędzić czas oraz perfekcyjnie wymieszane składniki, będące jednorodną mieszaniną bez zawartości pęcherzyków powietrza. Posługiwanie się **Dynamixem** to także wyeliminowanie strat materiału oraz łatwe mieszanie nawet mas typu "putty", które charakteryzują się bardzo dużą gęstością. Uzyskanie jednorodnej masy, bez pęcherzyków powietrza, pozwala na wykonywanie dopasowanych uzupełnień protetycznych.

Dane techniczne:

- gęstość: masa o średniej gęstości,
- kolor bazy: fioletowy,
- kolor katalizatora: jasnoszary,
- czas mieszania: auto,
- czas pracy poza jamą ustną: 2.30 min.,
- czas pracy w jamie ustnej: 1 min.,
- min. czas pozostawienia w jamie ustnej: 2.30 min.

Opakowanie zawiera:

- 2 x 50 ml KULZER Variotime ,
- 5 zielonych końcówek mieszających.