

Link do produktu: <https://higienadent.com/masa-wyciskowa-chromatyczna-alginatowa-zhermack-tropicalgin-453g-p-366.html>



Masa wyciskowa chromatyczna alginatowa Zhermack Tropicalgin / 453g

Cena	39,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	C302240
Producent	Zhermack

Opis produktu

Zhermack Tropicalgin masa wyciskowa chromatyczna alginatowa o konsystencji niepyłącego proszku. Masa o wyjątkowej dokładności wycisku z bardzo przyjemnym zapachem egzotycznych owoców. Masa przeznaczona jest do wykonywania protez szkieletowych, osiadających, częściowych oraz do modeli diagnostycznych.

Gwarancja - 5 lat. Posiada znak bezpieczeństwa europejskiego CE.

Trzy fazy zmiany barwy:

- Kolor malinowy – czas mieszania
- kolor pomarańczowy – czas nakładania na łyżkę wyciskową
- kolor żółty – czas pobierania wycisku

Opakowanie: 453g.