

Link do produktu: <https://higienadent.com/masa-wyciskowa-do-automatycznego-mieszania-express-xt-penta-puty-36895-300ml-60ml-p-2294.html>



Masa wyciskowa do automatycznego mieszania Express XT Penta Puty 36895 300ml + 60ml

Cena	215,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	36895
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

Express XT Penta Puty A-silikonowa masa wyciskowa do automatycznego mieszania, do zastosowania jako pierwsza warstwa w technice dwuwarstwowej (I i II czasowej).

Wysoka wytrzymałość masy na rozrywanie i prawie 100 procentowe odprężenie elastyczne praktycznie wykluczają ryzyko zniekształcenia czy też zniszczenia wycisku podczas wyjmowania go z ust pacjenta. Dodatkowo, wycisk można przez bardzo długi czas przechowywać w niezmięnionej formie.

Opakowanie: 300ml + 60ml