

Link do produktu: <https://higienadent.com/masa-wyciskowa-huge-perfit-light-body-2-x-50ml-p-1930.html>



## Masa wyciskowa Huge Perfit Light Body 2 x 50ml

Cena	<b>90,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>2001091</b>
Producent	<b>Huge Dental</b>

### Opis produktu

**Huge Perfit Light Body** masa wyciskowa do zastosowania jako druga warstwa, przeznaczona pod wyciski korony, mosty, prace inlay, onlay.

Właściwości:

- doskonałe odwzorowanie szczegółów,
- wysoka wytrzymałość na rozdarcie i rozciąganie,
- wysoka elastyczność
- wysoka stabilizacja wymiarowa

Zaleca się jej stosowanie metodą dwuetapową lub jednoetapową z wykorzystaniem Perfit Putty dla większej precyzji.

Opakowanie: 2x50ml