

Link do produktu: <https://higienadent.com/masa-wyciskowa-kulzer-variantime-light-flow-2-x-50ml-p-1159.html>



Masa wyciskowa KULZER Variotime Light Flow / 2 x 50ml

Cena	95,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#66045038
Producent	Kulzer

Opis produktu

Gama produktów **Kulzer Variotime** to jeden system dla wszystkich technik wyciskowych, posiada szeroki zakres zastosowań, praca z materiałem jest wyjątkowo łatwa i intuicyjna.

KULZER Variotime Light Flow elastomerowa, innowacyjna masa wyciskowa poliwinylsiloksanowa (A-silikon), odpowiednia do wycisków jednoczasowych z podwójnym mieszaniem i wycisków warstwowych. Kulzer Variotime Light Flow to wyjątkowo precyzyjna masa wyciskowa i doskonałe, końcowe efekty wizualne.

Właściwości:

- wysoka elastyczność i odporność na rozdarcia,
- odporność na wilgoć o niewielkiej spójności,
- bardzo dobre właściwości hydrofilowe,
- łatwa i intuicyjna praca z materiałem,
- materiał łatwy do opracowywania.

Opakowanie: 2x50ml, końcówki mieszające.