

Link do produktu: <https://higienadent.com/masa-wyciskowa-o-sredniej-konsystencji-3m-espe-impregum-penta-soft-uzup-300ml-60ml-p-2029.html>



## Masa wyciskowa o średniej konsystencji 3M ESPE Impregum Penta Soft / uzup. 300ml + 60ml

Cena	<b>590,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>31794</b>
Producent	<b>3M Espe (Solventum)</b>

### Opis produktu

**3M ESPE Impregum Penta Soft masa wyciskowa o średniej konsystencji, do wycisków precyzyjnych wykonywanych techniką jednowarstwową.**

Zalety:

- Cechy typowe dla mas polieterowych
- mniejsza twardość ostateczna ułatwiająca usuwanie wycisku z jamy ustnej i uwalnianie modelu oraz ograniczająca potrzebę blokowania podcieni przy wyciskach pełnych łuków zębowych
- Doskonałe zapływanie dzięki zwiększonej hydrofilności początkowej
- miętowy smak

Wskazania:

- wyciski pod wkłady, nakłady, korony i mosty
- wyciski czynnościowe
- wyciski ustalające
- wyciski do nadbudowy implantów

Opakowanie: 1 pasta bazowa o pojemności 300 ml, 1 pasta katalizatora o pojemności 60 ml.