

Link do produktu: <https://higienadent.com/masa-wyciskowa-typu-putty-do-recznego-mieszania-3m-espe-express-std-putty-2x305ml-p-1735.html>



## Masa wyciskowa typu "putty" do ręcznego mieszania 3M ESPE Express STD Putty 2x305ml

Cena	<b>226,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>7312</b>
Producent	<b>3M Espe (Solventum)</b>

### Opis produktu

**3M ESPE Express STD masa wyciskowa typu "putty" do ręcznego mieszania.**

Właściwości:

- przeznaczona do stosowania jako I warstwa przy precyzyjnych wyciskach dwuwarstwowych,
- wyjątkowo dobrze zrównoważone właściwości w porównaniu do wiodących mas poliwinylsiloksanowych,
- masa pozwala na osiągnięcie idealnej dokładności wycisków już od pierwszego razu i idealne odwzorowanie szczegółów,
- krótki czas wiązania, co w połączeniu z łatwością przycinania ułatwia zastosowanie jej w technice dwuczasej,
- Express STD jest szczególnie przydatny w gabinetach, w których liczba pobieranych wycisków jest stosunkowo niewielka,
- wysoka wytrzymałość, odporność na zniekształcenia,
- bezproblemowe usunięcie wycisku z jamy ustnej pacjenta, bez uszkodzeń,
- wysoka twardość produktu.

Zalety:

- długa, wyjątkowo pozytywna historia kliniczna,
- przydatna w technice jedno- i dwuczasej,
- łatwość mieszania ręcznego,
- łatwość formowania na łyżce
- duży, charakterystyczny dla mas „putty” opór w trakcie umieszczania łyżki w jamie ustnej,
- doskonałe odprężenie elastyczne,
- wysoka twardość w skali Shore-A, ułatwiająca przycinanie wycisku.

Zestaw zawiera: 1x baza 305ml, 1x katalizator 305ml.